

Truly customised laparoscopic solutions




Få ut mer av dina laparoskopiska ingrepp

Genom att standardisera dina laparoskopiska ingrepp för kolecystektomi, appendektomi och bråckoperationer säkerställer du att ditt team konsekvent levererar effektiv och högkvalitativ vård.

Men hur är det med pressen att göra ytterligare kostnadsbesparingar eller till och med öka antalet patientingrepp?

Från att ha arbetat tillsammans och talat med våra kunder, har vi förstått hur mycket en anpassad lösning kan bidra till att förenkla ditt arbete, balansera kostnader och ge dig stöd för att nå dina kirurgiska mål.





Vi är ett team.
Sjukvårdspersonal och dedikerade kollegor.
Kontrollerar kostnader och sparar tid.

Truly customised laparoscopic solutions

Allt ditt team behöver



Erfarna specialister inom laparoskopi

Våra specialister har många års erfarenhet av laparoskopiska ingrepp. De hjälper dig definiera och utvärdera de bästa och mest effektiva lösningarna.




Laparoskopiska instrument av hög kvalitet

Engångsinstrument finns som sterilt enstyckförpackad eller som komponenter i dina kundanpassade operationsset:

- En komplett uppsättning troakarer
- Ett brett sortiment av laparoskopiska instrument med två olika handtag designade efter ditt önskemål
- Monopolär L-hook
- Laparoskopisaxar, vassa varje gång
- Preparatpåse

Draperingar och komponenter för kundanpassade set inom laparoskopi

- Draperingar speciellt för laparoskopi
- Sug- och spolset
- Bipolära instrument
- Kameraskydd
- Rockar
- Antifog
- Säkerhetsprodukter
- Rökutsug med filter
- Hudstapler / suturtejp
- Skålar
- Veressnål



En komplett lösning för ökad effektivitet

Våra specialister samarbetar nära er för att definiera och utvärdera de bästa lösningarna både med ett komplett bassortiment och med våra nya laparoskopiska instrument. Resultatet? En laparoskopilösning som är specialanpassad helt efter era behov, med allt ni behöver för varje ingrepp i ett enda bekvämt och kostnadseffektivt paket.



40% AV FÖRBEREDELSTIDEN
GÅR ATT SPARA. OCH
MER DÄRTILL.

Med hela bassortimentet och instrumenten samlade i ett set kan du:

- Minska förberedelsestiden med upp till 40 %*
- Är säker på att du är förberedd
- Går att öka antalet ingrepp
- Minska de totala produkt- och logistikkostnaderna

‘Antalet ingrepp ökade med 18 %, och 1 060 timmar har sparats i hela arbetsflödet, vilket har gett besparingar på 51 000 Euro.’

Harmut Freckman, chefssjuksköterska på en operationsavdelning i Tyskland, talar om kundanpassade set.

*Referenser: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at the 23rd Congress of the European Association of Hospital Managers, Zurich, Switzerland, September 2010 (poster).

Truly customised laparoscopic solutions

Låt oss hjälpa dig och ditt team





Ju mer du lägger till i setet desto mer värde får du

Våra erfarna specialister inom laparoskopi och kundansvariga kan hjälpa dig att identifiera den lösning som är precis rätt för dig och ditt team. De hjälper dig identifiera och utvärdera de bästa och mest effektiva lösningarna.

Vi kan också arbeta med dig och ditt team för att driva processen och ge dig ännu mer värde på din lösning.

När vi har hittat din skräddarsydda lösning, kan vi kvantifiera det ekonomiska värdet baserat på vetenskapliga studier och ge dig en fullständig rapport.

För att få en uppfattning om hur mycket du kan spara, prova vår värdekalkylator.

molnlycke.com/value-calculator



Truly customised laparoscopic solutions

Instruments

Du strävar efter effektivitet och bästa patientresultat. Vi kan hjälpa till. Våra skräddarsydda lösningar för laparoskopiska ingrepp fokuserar på att göra det möjligt för ditt team att uppnå sina mål. Du väljer helt enkelt allt ditt team behöver från vårt sortiment av Mölnlycke®-distribuerade troakarer, monopolära saxar, instrument, L-hookar och avtagbara preparatpåsar. Vi förpackar dina val i effektiva kundanpassade set. Du sparar tid och kostnader.

Avtagbar preparatpåse

- Finns i olika storlekar för att erbjuda hantering av olika vävnads- och organtyper
- Självöppnande påse som ger snabb och enkel uppsamling av preparat
- Förstärkt metallring som gör att påsen vecklas ut lätt. En stor, permanent öppning för uppsamling, även av större preparat



Art. nr.	Beskrivning	Ø	Påsens storlek	Volym	Avd. fp.
899102	Avtagbar preparatpåse	10mm	8x14.5cm	250-300ml	5
899103	Avtagbar preparatpåse	10mm	13x18cm	500-700ml	5
899112	Avtagbar preparatpåse	12mm	19x23cm	1150-1500ml	5

Monopolär L-hook

- 5 mm laparoskopisk monopolär L-hook ger exakt, kontrollerad dissektion och koagulering av kärl och vävnader
- Bekvämt engångsinstrument som garanterar effektiv och säker monopolär diatermi, vilket förhindrar intilliggande vävnadsförbränning
- Lätt handtag med ergonomisk design, vilket möjliggör exakt kontrollerad vävnadsdissektion
- 3 meter lång kabel



Art. nr.	Beskrivning	Ø	Längd	Avd. fp.
899100	Monopolär L-hook	5mm	33cm	10
899101	Monopolär L-hook med kabel	5mm	33cm	10



Monopolär sax

- För exakt, kontrollerad dissektion och koagulering av kärl och vävnader
- Bekvämt, alltid vasst, engångs-instrument eliminerar hanterings- och steriliseringskostnader
- Metzenbaumbladet klipper exakt utmed hela bladets längd



Art. nr.	Beskrivning	Ø	Längd	Avd. fp.
899216	Metzenbaum Monopolär sax	5mm	33cm	10
899217	Mini-Metzenbaum Monopolär sax	5mm	33cm	10
899218	Metzenbaum Monopolär sax	5mm	45cm	10


Veressnål



- Vass, slipad spets för enkel och säker punktion genom bukväggen
- Fjädrande spets som avger ett känn- och hörbart klick för säker och korrekt placering
- Trubbig hylsa som skyddar nålspetsen när korrekt positionering uppnåtts

Art. nr.	Beskrivning	Längd	Avd. fp.
899105	Veressnål	12cm	25
899106	Veressnål	15cm	25

Sug- och spolset




- Ergonomisk design. Sug- och spolhandtaget kan hanteras med endera handen
- Transparent sug- och spolhandtag för fri sikt
- Mjuk DEHP-fri slang med lågt vridmoment för enkel avskiljning
- 3 meter lång slang

Art. nr.	Beskrivning	Ø	Längd	Avd. fp.
899107	Sug- och spolset dubbel spike	5mm	33cm	20
899108	Sug- och spolset dubbel spike	5mm	45cm	20
899109	Sug- och spolmunstycke	10mm	33cm	10

Troakarer

Troakarhus designad med lågprofil

- Ett brett sortiment ergonomiskt designade troakarer som ger enkel och säker åtkomst till bukhålan
- Transparent, räfflad hylsa för instrumentvisualisering och effektiv fixering i bukväggen
- Universalmembran som passar 5-12 mm instrument* samtidigt som pneumoperitoneum bibehålls



Bladeless troakar

Art. nr.	Ø	Längd	Avd. fp.
899308	5mm	70mm	5
899309	5mm	100mm	5
899310	11mm	100mm	5
899311	11mm	150mm	5
899312	12mm	100mm	5
899313	12mm	150mm	5
899336	15mm	100mm	5


Optisk troakar

Art. nr.	Ø	Längd	Avd. fp.
899316	5mm	70mm	5
899317	5mm	100mm	5
899324	5mm	150mm	5
899318	11mm	100mm	5
899319	12mm	100mm	5
899326	12mm	150mm	5

Universalhylsa för troakar

Art. nr.	Ø	Längd	Avd. fp.
899320	5mm	70mm	5
899321	5mm	100mm	5
899322	11mm	100mm	5
899323	12mm	100mm	5

* Avser trokar med en diameter på 12 mm




Hasson troakar

Art. nr.	Ø	Längd	Avd. fp.
899306	11mm	100mm	5
899307	12mm	100mm	5




Optisk troakar med ballong

Art. nr.	Ø	Längd	Avd. fp.
899330	5mm	70mm	5
899327	5mm	100mm	5
899331	11mm	100mm	5
899328	12mm	100mm	5



Hasson troakar med ballong

Art. nr.	Ø	Längd	Avd. fp.
899329	12mm	100mm	5



Skärande troakar

Art. nr.	Ø	Längd	Avd. fp.
899300	5mm	70mm	5
899301	5mm	100mm	5
899302	11mm	100mm	5
899303	11mm	150mm	5
899304	12mm	100mm	5
899305	12mm	150mm	5



Troakarer Dual Pack

Art. nr.	Ø	Längd	Typ	Avd. fp.
899343	5mm	70mm	Optisk	5
899344	5mm	100mm	Optisk	5
899345	11mm	100mm	Optisk	5
899346	12mm	100mm	Optisk	5
899347	5mm	150mm	Optisk	5
899349	12mm	150mm	Optisk	5
899337	5mm	70mm	Skärande troakar	5
899338	5mm	100mm	Skärande troakar	5
899339	11mm	100mm	Skärande troakar	5
899340	11mm	150mm	Skärande troakar	5
899341	12mm	100mm	Skärande troakar	5
899342	12mm	150mm	Skärande troakar	5

Truly customised laparoscopic solutions

Laparoskopiska instrument

- Brett sortiment av instrument-skänklar för alla typer av kirurgi
- Kraftiga, dubbelledade skänklar med stort gap ger optimal användning under ett ingrepp
- Ett heltäckande utbud av 5 mm laparoskopiska monopolära instrument av premiumkvalitet för engångsbruk med två olika handtag. Ger kirurger bästa möjliga urval och bekvämlighet



Handtag med spärr



Art. nr.	Beskrivning	Ø	Längd	Avd. fp.
899200	Rak fattningstång med spärr	5mm	33cm	10
899201	Maryland dissektionstång stort handtag	5mm	33cm	10
899202	Clinch fattningstång med spärr	5mm	33cm	10
899203	Babcock fattningstång med spärr	5mm	33cm	10
899204	Rat tooth fattningstång med spärr	5mm	33cm	10
899205	Anknäbb fattningstång med spärr	5mm	33cm	10
899206	Tarmfattningstång med spärr fenestrerad	5mm	33cm	10
899207	Rak fattningstång med spärr fenestrerad	5mm	33cm	10

Handtag med urkopplingsbar spärr



Art. nr.	Beskrivning	Ø	Längd	Avd. fp.
899208	Rak fattningstång med urkopplingsbar spärr	5mm	33cm	10
899209	Maryland dissektionstång med litet handtag	5mm	33cm	10
899210	Clinch fattningstång med urkopplingsbar spärr	5mm	33cm	10
899211	Babcock fattningstång med urkopplingsbar spärr	5mm	33cm	10
899212	Rat tooth fattningstång med urkopplingsbar spärr	5mm	33cm	10
899213	Anknäbb fattningstång med urkopplingsbar spärr	5mm	33cm	10
899214	Tarmfattningstång med urkopplingsbar spärr	5mm	33cm	10
899215	Rak fattningstång urkopplingsbar spärr fenestrerad	5mm	33cm	10

Monopolär instrumentkabel



Art. nr.*	Beskrivning	Avd. fp.
899110	Monopolär instrumentkabel 4mm	20
899111	Monopolär instrumentkabel 8mm	20

Truly customised laparoscopic solutions

Komponenter till laparoskopiset

Vi kan hjälpa dig anpassa dina set helt för kolecystektomi, appendektomi och bråckoperation med ett kvalitetssortiment av komponenter. Du kan också inkludera rockar, handskar, säkerhetsprodukter och förband i dina set för ytterligare effektivitet och ekonomisk hantering.



Produkterna nedan representerar endast en liten del av sortimentet.

Mepilex® Border Post-Op



Art. nr.*	Storlek (cm)	Storlek sårdyna (cm)
496100	6 x 8	3 x 5
496200	9 x 10	5 x 6
496300	10 x 15	5 x 10
496400	10 x 20	5 x 15
496450	10 x 25	5 x 20

Finns även enstycksförpackad.



Insufflations slang

Art. nr.*	Beskrivning
2317639-00	Insufflations slang med filter 18Ch 300cm MLL/MLL
2317646-00	Insufflations slang med filter 18Ch 300cm MLL/Funnel
2317674-00	Insufflations slang med filter 18Ch 250cm MLL/Connector Wolf
2317675-00	Insufflations slang med filter 18Ch 300cm MLL/22mm/15mm fitting
2319001-00	Insufflations slang med filter 18Ch 300cm MLL/Funnel white
2318958-00	Insufflations slang med filter 18Ch 300cm LL/MLL
2318998-00	Insufflations slang med filter 18Ch 300cm MLL/MLL adapter LL/LL

Kameraskydd



Art. nr.*	Beskrivning
2323048-00	Kamerskydd 15x250cm, med påföringsring
2323071-00	Kamerskydd 15x250cm, klicklås, med påföringsring
2308481-00	Kamerskydd 18x246cm med transfer-stick



Rökutsug med filter aktivt och passivt

Art. nr.*	Beskrivning
2323520-00	Aktiv laparoskopisk rökutsug LL filter 3m
2318481-00	Passiv laparoskopisk rökutsug slang – självreglerande
2324508-00	Passiv laparoskopisk rökutsug slang med rullklämma

Antifog lösning



Art. nr.*	Beskrivning
2315127-00	Antifog lösning

*Referensnummer för produkt i ProcedurePak kundanpassade set.

M.O.R.A Laparoskopisk tork

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Art. fp.
2324536	M.O.R.A Laparoskopisk tork	3 x 40 cm	5 st



Bipolär dissekeringstång

Art. nr.	Beskrivning	Storlek
2323892-00	Bipolar dissecting forceps - Erbe connector	5mm/33cm
2323846-00	Bipolar dissecting forceps - Valleylab connector	5mm/33cm
2325066-00	Bipolar Johan forceps - Valleylab connector	5mm/33cm
2325098-00	Bipolar Johan forceps - Erbe connector	5mm/33cm



Wound retractor/protector

Art. nr.	Beskrivning	Storlek
2323070-00	Wound retractor/protector	2-4cm (xtra small)
2323025-00	Wound retractor/protector	2,5-6cm (small)
2323047-00	Wound retractor/protector	5-9cm (medium)
2323061-00	Wound retractor/protector	9-14cm (large)



Closure devices

Art. nr.	Beskrivning	Kommentarer
2323690-00	Closure needle Easyclose™	
2323700-00	OmniClose™ closure needle	Endast nålen
2323768-00	OmniClose™ trocar site closure device	System inklusive guide



Preparatpåse

Art. nr.	Beskrivning	Storlek
2323859-00	Endomini™ 5mm Detachable Endo pouch 3"x 4"	120ml
2324016-00	Endo Pouch with memory wire 10mm	330ml



Lap cholecystectomy tillbehör

Art. nr.	Beskrivning	Storlek
2323755-00	Lap cholangiography forceps	5mm/33cm
2314605-00	Surgical clip applier	5mm/28cm, 12 clips
2323060-00	Lap monopolar L-hook electrode hand activated	5mm/33cm
2324034-00	Laparoscopic aspiration needle	5mm/33,5cm, 18G



Övriga tillbehör

Art. nr.	Beskrivning
2323788-00	White balancing cup for optic
2323648-00	VueTip® trocar swab kit
2322372-00	Surgitie™ Ligating Loop with delivery system




Operationslakan

BARRIER® sortimentet av operationslakan är specialdesignade för att uppfylla kraven vid laparoskopisk kirurgi. Insufflation av buken, byte av operationsläge under kirurgi samt användning av slangar och instrument ställer höga krav på säkra och effektiva lakan.

Allt-i-ett speciallakan erbjuder många fördelar:

- Möjliggör för en enkel och snabb drapering av en person
- Sparar tid – 3 gånger snabbare än draperingar med en universal draperingslösning
- Färre delar, färre steg – för att minska risken för infektion


Laparoskopilakan för ryggläge



Art. nr.	Lakan (cm)	Buköppningshål (cm)
954226	200/250x365	28x30
Kompletterande produkt		
977050	Instrumentpåse 45x48cm	

Beskrivande funktioner

- BARRIER Flex töjbara häftande kanter
- Fyra integrerade slanghållare
- Komplettera med en separat djup instrumentpåse speciellt utformad för laparoskopiska instrument



Art. nr.	Lakan (cm)	Buköppningshål (cm)
954225*	175/250x360	25x30


* finns också sterilt i set 694265

Beskrivande funktioner

- BARRIER Flex töjbara häftande kanter
- Integrerade djupa instrumentpåsar speciellt utformad för laparoskopiska instrument



Laparoskopilakan för benstöd



Art. nr.	Lakan (cm)	Buköppningshål (cm)
944206	250/200/300x285	28x30
Kompletterande produkt		
977050	Instrumentpåse 45x48cm	

Beskrivande funktioner

- BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
- Fyra integrerade slanghållare
- Extra långa benpåsar - integrerad tejp för justering av benlängden - transparenta sidor vilket möjliggör en synlig kontroll av extremiteterna
- Komplettera med en separat djup instrumentpåse speciellt utformad för laparoskopiska instrument

Art. nr.	Lakan (cm)	Buköppningshål (cm)
944205*	250/175/270x260	25x30

* finns också sterilt i set 694245 och 84511411

Beskrivande funktioner


- BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
- Integrerade djupa instrumentpåsar speciellt utformad för laparoskopiska instrument
- Integrerad tejp för justering av benlängden

Art. nr.	Lakan (cm)	Buköppningshål (cm)
70550	280/230/270x335	32x42

* finns också sterilt i set 61450


Beskrivande funktioner

- BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
- Två integrerade slanghållare
- Bariatriskt – bredare kroppsdel och buköppning



Truly customised laparoscopic solutions

Laparoskopilakan för benstöd, abdomino-perineal




Art. nr.	Lakan (cm)	Buköppningshål (cm)	Perineal hål (cm)
956967	250/200/300x285	25x18	10x13
944201	250/200/300x285	28x30	10x13

Kompletterande produkt

977050	Instrumentpåse 45x48cm
--------	------------------------

Beskrivande funktioner

- BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
- Fyra integrerade slanghållare
- Extra långa benpåsar
 - integrerad tejp för justering av benlängden
 - transparenta sidor vilket möjliggör en synlig kontroll av extremiteterna
- Justerbar häftande perineal öppning med integrerat täcklakan
- Komplettera med en separat djup instrumentpåse speciellt utformad för laparoskopiska instrument




Art. nr.	Lakan (cm)	Buköppningshål (cm)	Perineal hål (cm)
944200*	250/175/270x260	25x30	13x24
944210	300/200/270x295	25x30	13x24

*finns också sterilt i set 694240 och 694241

Beskrivande funktioner

- BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
- Integrerade djupa instrumentpåsar speciellt utformad för laparoskopiska instrument
- Perineal öppning med integrerat täcklakan
- Integrerad tejp för justering av benlängden




Art. nr.	Lakan (cm)	Buköppningshål (cm)	Perineal hål (cm)
944215	300/200/270x355	25x30	15x24

Kompletterande produkt

988522	Perineal lakan med påse 50x84 cm	7x10
--------	----------------------------------	------

Beskrivande funktioner

- BARRIER Flex töjbara häftande kanter
- Designad för robotingrepp
 - Transparent anestesiskärm
 - Extra långt lakan
- Integrerade djupa instrumentpåsar
- Integrerad tejp för justering av benlängden
- Kombinera med ett perineal lakan med påse



Art. nr.	Lakan (cm)	Buköppningshål (cm)	Perineal hål (cm)
956966*	250/270x270	26x20	9x13

*finns också sterilt i set 696600 och 903020

Mölnlycke® Kundanpassade set

Dessa produkter finns i Mölnlycke® Kundanpassade set.

Kontakta din lokala produktspecialist för att diskutera hur du kan inkludera dessa produkter i ditt kundanpassade set.




Vi gör det lättare att välja rätt komponenter

Alla laparoskopiska produkter kan inkluderas i ett Mölnlycke kundanpassat set.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Laparoskopilakan | <input type="checkbox"/> Time out lakan |
| <input type="checkbox"/> Kompletterande op.lakan | <input type="checkbox"/> Anti-slip material |
| <input type="checkbox"/> Rockar | <input type="checkbox"/> Kameraskydd |
| <input type="checkbox"/> Gasvävs produkter | <input type="checkbox"/> Metallinstrument |
| <input type="checkbox"/> Sprutor | <input type="checkbox"/> Suturer |
| <input type="checkbox"/> Nålar | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-Op |
| <input type="checkbox"/> Insufflations slang | <input type="checkbox"/> Brickor och skålar |
| <input type="checkbox"/> Veressnål | <input type="checkbox"/> Instrument – fattningstång |
| <input type="checkbox"/> Sug- och spolset | <input type="checkbox"/> Instrument – dissektionstång |
| <input type="checkbox"/> Rökfilter | <input type="checkbox"/> Monopolär sax |
| <input type="checkbox"/> Antifog | <input type="checkbox"/> Monopolär L-hook |
| <input type="checkbox"/> Nålräknare | <input type="checkbox"/> Troakarer |
| <input type="checkbox"/> Bladavlägsnare | <input type="checkbox"/> Universalhylsa för troakarer |
| <input type="checkbox"/> Överräkningsbricka | <input type="checkbox"/> Avtagbar preparatpåse |
| <input type="checkbox"/> Säkerhetskniv | <input type="checkbox"/> Monopolär kabel |

Vi introducerar Mölnlycke® Tray Portal

Öka värdet på dina kundanpassade set



Din organisation sparar tid, pengar och avfall med Mölnlycke® kundanpassade set. Nu kan du öka värdet på dina set med Mölnlyckes® nya online-verktyg för kundanpassade set. Våra kunder har varit involverade i alla utvecklingssteg och vi har därför byggt en portal som övervinner alla utmaningar genom att ge dig:

✓ Kontroll

Portalen ger dig kontroll över ditt teams kundanpassade set. Du kan hantera utgifter för komponenter och öka värdet tack vare detaljerad köpst statistik.

✓ Öppenhet

Mölnlycke® Tray Portal låter relevanta användare i hela organisationen hantera användningen av set genom att visa alla komponenter i varje kundanpassat set.

✓ Effektivitet

Mölnlycke Tray Portal är lätt att använda med enkla och logiska steg och kommandon. Portalen ger dig möjlighet att dela set-information snabbt och enkelt och godkänna set- förändringar på ett öppet och effektivt sätt.

Truly customised laparoscopic solutions

Att arbeta tillsammans för lösningar som ger nya standarder inom patientvården

Du kan koncentrera dig på att erbjuda bästa patientvård samtidigt som du tar vara på era resurser med hjälp av våra specialister och vårt heltäckande sortiment av innovativa produkter:

- Komplettt sortiment av lakan, rockar och övrigt operationsmaterial av hög kvalitet
- Tekniskt avancerade Biogel®-operationshandskar av hög kvalitet
- Marknadsledande inom kundanpassade set-lösningar
- Avancerade sårbehandlingsprodukter med banbrytande Safetac®-teknologi
- Mölnlycke® Portal – välj, analysera, byt, uppskatta och granska dina inköp av set med ett anpassningsbart användarverktyg

Kompetent vård – varje dag

På Mölnlycke®, har vi ett övergripande mål för all vår verksamhet: att hjälpa sjukvårdspersonalen prestera sitt bästa. Och det visar vi varje dag i vår verksamhet.

Utforska vårt ortopedisortiment på molnlycke.se



Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel. 031 722 30 00.
Mölnlycke, BARRIER, Biogel, Mepilex och Safetac är varumärken, namn och logotyper som är globalt registrerade av en eller flera företag i Mölnlycke Health Care-gruppen. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt.

Endomini, OmniClose och EasyClose är varumärken som används av Unimax Medical Systems Inc.
PlumePort och VueTip är registrerade varumärken som tillhör Buffalo Filter LLC. Surgitie är ett varumärke som används av Medtronic.


Mölnlycke®