

Avtagbar Preparatpåse

Truly customised laparoscopic solutions



Avtagbar Preparatpåse är en steril engångsprodukt för snabb och säker uppsamling vid uttag av vävnad och organresektat. Eftersom påsen är avtagbar möjliggör detta senare uttag av preparat under operation. Designad hållsutur ger snabb hantering av påsen vid behov samt möjlighet att använda porten för instrumentbyte utan förlust av pneumoperitoneum.

- Designad för enkel hantering
- Självöppnande påse ger snabb och enkel uppsamling av preparat
- Förstärkt metallring ger en stor och permanent öppning
- Avtagbar påse möjliggör smidig hantering vid senare uttag av preparat
- Finns i flera storlekar för olika ingrepp
- Finns både för dina skräddarsydda kundanpassade set och som enstycksförpackad.



Avtagbar Preparatpåse

Art. nr	Beskrivning	Storlek	Ø	Volym	Avd.förp.
899102	Avtagbar Preparatpåse	Small	10mm	250-300ml	5
899103	Avtagbar Preparatpåse	Medium/Large	10mm	500-700ml	5
899112	Avtagbar Preparatpåse	Extra Large	12mm	1150-1500ml	5

Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc.
Importerat och distribuerat av: Molnlycke Health Care AB

Läs mer på www.molnlycke.se

Molnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige. Telefon + 46 31722 30 00
Molnlyckes varumärke, namn och logotyp är registrerat globalt till ett eller flera av Molnlycke Health Care -företagsgruppen.
© 2021 Molnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.

