

Troakarer


Truly customised laparoscopic solutions




Ett brett sortiment av troakarer för olika tekniker vid portsättning för åtkomst till bukhålan.

- Transparent, räfflad hylsa för instrumentvisualisering och effektiv fixering i bukväggen
- Universalmembran för 5–12mm instrument* samtidigt som pneumoperitoneum bibehålls

* Gäller troakarer med 12 mm diameter



Skärande troakar




Bladeless troakar




Optisk troakar



Universalhylsa för troakar



Hasson troakar



Hasson troakar med ballong



Troakar Dual pack

Skärande troakar

Utrustad med ett vasst, rakt blad och en skyddsmekanism som förhindrar oavsiktlig vävnadsskada, i synnerhet vid "blind" primärportsplacering.

- Vasst, rakt blad som tillåter låg införingskraft och minskad skada i fascian

Bladeless troakar

Designad för att separera i stället för att skära i vävnaden, vilket ger minskad skada i fascian jämfört med skärande troakar. Detta resulterar i minskat behov av fasciärförslutning.

Optisk troakar

Optisk troakar ger direkt visualisering av de olika bukväggslagren vid införande av troakar, vilket minskar risken för troakarrelaterade skador, framförallt vid primär portplacering.

Hasson troakar

Hasson troakarer är designade för kirurger som föredrar öppen portplacering.

- Design med trubbig obturator förhindrar oavsiktlig skada på inre organ under införing
- Hylsans längd kan justeras med fixeringskonen

Universalhylsa för troakar

Passar tillsammans med alla obturatorer av samma storlek (skärande, bladeless, optiska) vilket ger en optimal orderhantering, förvaring och kostnadsbesparing.

Troakarer med ballong

- Minskad exponerad hylsa i bukhålan med bibehållen pneumopertitoneum

Troakarer Dual pack

Troakar med en extra universalhylsa i samma förpackning ger sänkt lagernivå.

Finns som enstycksförpackad med Optiska och Skärande troakar.

Art. nr.	Dual pak	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd. förp.
899300	899337	Skärande troakar	5mm	70mm	5
899301	899338	Skärande troakar	5mm	100mm	5
899302	899339	Skärande troakar	11mm	100mm	5
899303	899340	Skärande troakar	11mm	150mm	5
899304	899341	Skärande troakar	12mm	100mm	5
899305	899342	Skärande troakar	12mm	150mm	5
899308	-	Bladeless troakar	5mm	70mm	5
899309	-	Bladeless troakar	5mm	100mm	5
899310	-	Bladeless troakar	11mm	100mm	5
899311	-	Bladeless troakar	11mm	150mm	5
899312	-	Bladeless troakar	12mm	100mm	5
899313	-	Bladeless troakar	12mm	150mm	5
899336	-	Bladeless troakar	15mm	100mm	5
899316	899343	Optisk troakar	5mm	70mm	5
899317	899344	Optisk troakar	5mm	100mm	5
899324	899347	Optisk troakar	5mm	150mm	5
899318	899345	Optisk troakar	11mm	100mm	5
899319	899346	Optisk troakar	12mm	100mm	5
899326	899349	Optisk troakar	12mm	150mm	5
899320	-	Universalhylsa för troakar	5mm	70mm	5
899321	-	Universalhylsa för troakar	5mm	100mm	5
899322	-	Universalhylsa för troakar	11mm	100mm	5
899323	-	Universalhylsa för troakar	12mm	100mm	5
899306	-	HaHasson troakar	11mm	100mm	5
899307	-	Hasson troakar	12mm	100mm	5
899330	-	Optisk troakar med ballong	5mm	70mm	5
899327	-	Optisk troakar med ballong	5mm	100mm	5
899331	-	Optisk troakar med ballong	11mm	100mm	5
899328	-	Optisk troakar med ballong	12mm	100mm	5
899329	-	Hasson troakar med ballong	12mm	100mm	5

Finns både för dina skraddarsydda kundanpassade set och som enstycksförpackad

Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc.
Importerat och distribuerat av: Mölnlycke Health Care AB

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, Sverige. Telefon 031-722 30 00
Mölnlyckes varumärke, namn och logotyp är registrerat globalt till ett eller flera av Mölnlycke Health Care -företagsgruppen.
© 2021 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.


Mölnlycke[®]