


Laparoskopiska instrument

Truly customized laparoscopic solutions



Ett heltäckande utbud av 5 mm laparoskopiska monopolära instrument av premiumkvalitet för engångsbruk med två olika designade handtag. Ger kirurger bästa möjliga urval och bekvämlighet.


Handtag med urkopplingsbar spärr

- Ergonomiskt handtag med urkopplingsbar spärr ger kirurgen komfort och kontroll
- Särskild handtagsdesign som gör det möjligt att gå över från flergångs- till engångsprodukter utan kompromisser
- Enkel, intuitiv spärrfunktion
- Spärrfunktionen kan kopplas ur, vilket ger alternativ med och utan spärr i samma instrument för maximal bekvämlighet och flexibilitet
- 360° fingerrotationshjul för exakt och bekväm rotering av skänklarna
- Kraftiga, dubbelledade skänklar med stort gap
- Komplet urval av instrumentskänklar för alla typer av kirurgi
- Isolerat skaft ger säker strömkontroll


Handtag med spärr

- Ergonomiskt handtag med spärr ger kirurgen komfort och kontroll
- Enkel, intuitiv spärrfunktion
- 360° fingerrotationshjul för exakt och bekväm rotering av skänklarna
- Kraftiga, dubbelledade skänklar med stort gap
- Komplet urval av instrumentskänklar för alla typer av kirurgi
- Isolerat skaft ger säker strömkontroll


Finns både som steril enstycksförpackning och för inkludering i Mölnlycke® kundanpassade set.




Rak fattningstång




Maryland dissektionstång




Clinch fattningstång



Babcock fattningstång




Rat Tooth fattningstång



Anknäbb fattningstång



Tarmfattningstång - fenestrerad



Rak fattningstång - fenestrerad




Handtag med spärr.



Maryland med stort handtag.



Handtag med urkopplingsbar spärr.



Maryland med litet handtag.

Handtag med spärr



Art. Nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd Fp
899200	Rak fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899201	Maryland dissektionstång stort handtag	5 mm	33 cm	10
899202	Clinch fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899203	Babcock fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899204	Rat tooth fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899205	Anknäbb fattningstång med spärr	5 mm	33 cm	10
899206	Tarmfattningstång med spärr fenestrerad	5 mm	33 cm	10
899207	Rak fattningstång med spärr fenestrerad	5 mm	33 cm	10

Handtag med urkopplingsbar spärr



Art. Nr.	Beskrivning	Storlek	Längd	Avd Fp
899208	Rak fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899209	Maryland dissektionstång med litet handtag	5 mm	33 cm	10
899210	Clinch fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899211	Babcock fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899212	Rat tooth fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899213	Anknäbb fattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899214	Tarmfattningstång med urkopplingsbar spärr	5 mm	33 cm	10
899215	Rak fattningstång urkopplingsbar spärr fenestrerad	5 mm	33 cm	10

Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc.

Importerat och distribuerat av: Mölnlycke Health Care AB

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel 031 722 30 00.
Mölnlycke Health Care- och ProcedurePak®-varumärken och logotyper är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2017. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt.


Mölnlycke®