

BARRIER®

Operationsrock Classic

Andningsbar och bekväm
- Passar till de flesta ingrepp



Axelveck ger rörelsefrihet
för överkroppen



Ergonomiska ärmar
som ger komfort och
rörelsefrihet



Rockmanschetten är
kompatibel med Biogel®
handskar, vilket förhindrar
att handskena glider av



- Vikt för att möjliggöra aseptisk påtagning
- Behandlat material för ökad avstötning mot vätskor med låg ytspänning (blod)
- Ergonomisk design för optimal rörelsefrihet
- Rocken finns i två olika kvalitéer, Standard och High performance¹
- Rocken har FSC certifierat papper
- Avdelningskartongerna är FSC certifierade
- Andningsbart textilliknande spunlace-material tillverkat av mer än 50% biobaserat material

Standard performance (SP) - FSC certifierat papper

| Art.nr. | BNS | Beskrivning | Storlek | Längd (cm) | Omkrets (cm) | Avd./Trp |
|---------|--------|--|---------|------------|--------------|----------|
| 850101 | 950101 | SP Operationsrock, två handdukar, inslagen | M | 121 | 135 | 20/40 |
| 850102 | 950102 | SP Operationsrock, två handdukar, inslagen | L | 121 | 154 | 20/40 |
| 850103 | 950103 | SP Operationsrock | L-L | 131 | 154 | 22/44 |
| 850104 | 950103 | SP Operationsrock, två handdukar, inslagen | L-L | 131 | 154 | 20/40 |
| 850106 | 950104 | SP Operationsrock, två handdukar, inslagen | XL | 132 | 174 | 18/36 |
| 850107 | 950105 | SP Operationsrock | XL-L | 145 | 174 | 18/36 |
| 850108 | 950105 | SP Operationsrock, två handdukar, inslagen | XL-L | 145 | 174 | 18/36 |
| 850110 | 950106 | SP Operationsrock, två handdukar, inslagen | XXL-L | 148 | 184 | 18/36 |
| 850111 | 950107 | SP Operationsrock, två handdukar, inslagen | XXL-XL | 161 | 184 | 16/32 |

Knytband standard performance - FSC certifierat papper

| Art.nr. | BNS | Beskrivning | Storlek | Längd (cm) | Omkrets (cm) | Avd./Trp |
|---------|--------|---|---------|------------|--------------|----------|
| 840101 | 940101 | Knytband Operationsrock, två handdukar, inslag. | L | 120cm | 147cm | 20/40 |
| 840102 | 940102 | Knytband Operationsrock, två handdukar, inslag. | XL | 141cm | 167cm | 20/40 |

Operationsrock Classic finns även att inkludera i Mölnlycke® kundanpassade set

Urologirock standard performance - FSC certifierat papper

| Art.nr. | BNS | Beskrivning | Storlek | Längd (cm) | Omkrets (cm) | Avd./Trp |
|---------|--------|--|---------|------------|--------------|----------|
| 870301 | 970301 | Urologi Operationsrock, två handdukar, inslag. | L | 141 | 180 | 16/32 |
| 870302 | 970302 | Urologi Operationsrock, två handdukar, inslag. | XL | 160 | 180 | 16/32 |

High performance (HP) - FSC certifierat papper

| Art.nr. | BNS | Beskrivning | Storlek | Längd (cm) | Omkrets (cm) | Avd./Trp |
|---------|--------|--|---------|------------|--------------|----------|
| 860101 | 960101 | HP Operationsrock, två handdukar, inslagen | L | 121 | 154 | 18/36 |
| 860103 | 960102 | HP Operationsrock, två handdukar, inslagen | L-L | 131 | 154 | 18/36 |
| 860102 | 960102 | HP Operationsrock | L-L | 131 | 154 | 18/36 |
| 860105 | 960104 | HP Operationsrock | XL | 132 | 174 | 18/36 |
| 860106 | 960104 | HP Operationsrock, två handdukar, inslagen | XL | 132 | 174 | 16/32 |
| 860108 | 960105 | HP Operationsrock, två handdukar, inslagen | XL-L | 145 | 174 | 16/32 |
| 860107 | 960105 | HP Operationsrock | XL-L | 145 | 174 | 18/36 |
| 860110 | 960107 | HP Operationsrock, två handdukar, inslagen | XXL-L | 148 | 184 | 16/32 |
| 860111 | 960108 | HP Operationsrock, två handdukar, inslagen | XXL-XL | 161 | 184 | 16/32 |

Operationsrock Classic finns även att inkludera i Mölnlycke® kundanpassade set



- Impermeabel frontförstärkning som minimerar risk för genomsläpp
- Frontförstärkningen är andningsbar för extra komfort



- Impermeabel ärmförstärkning som minimerar risk för genomsläpp

Rock material

Rock och ärmar: Cellulosamassa/polyester nonwoven.

Frontförstärkning: Polyetylenplastfilm (andningsbar)

Ärmförstärkning: Polyetylenplastfilm, viskos/polyester nonwoven

Miljö

På Mölnlycke Health Care har vi ett långvarigt åtagande att se till att vår verksamhet har en så liten effekt som möjligt på miljön, utan att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten när det gäller våra produkter och vår service. Ett sunt miljötänkande är en prioritet i vår tillverkning och på våra anläggningar runt om i världen.

Produkt klassifikation

Standard performance gowns: European Standard EN 13795 Standard performance och ANSI/AAMI PB70 nivå 2. High performance rockar: European Standard 13795-1 High Performance och ANSI/AAMI PB70 nivå 3^{1,2}.

FSC-certifiering

Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global, icke-vinstdrivande organisation som ägnar sig åt att främja ansvarsfull skogsförvaltning över hela världen. FSC definierar standarder baserade på överenskomna principer för ansvarsfullt skogsskötsel som stöds av miljömässiga, sociala och ekonomiska intressenter.

För mer information, besök www.fsc.org.

Förpackning

Rockarna ligger vakuumpförpackade i sin produktförpackning, i dubbla kartonger (avdelningsförpackning och transportförpackning). Avdelningskartongerna är FSC-certifierade.

Referenser: 1. European Standard 13795-1: Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00
The Mölnlycke and BARRIER trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2023 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. SESU1312310


Mölnlycke®