


Mölnlycke® Pulsed Lavage

Truly customised orthopaedic solutions



Batteri



Nät drift

Mölnlycke Pulsed Lavage är DEHP fri

Mölnlycke® Pulsed Lavage, för engångsbruk använder högt tryck för att effektivt rengöra och avlägsna benfragment vid proteskirurgi. Det ökar cementpenetrationen in i den porösa benvävnaden för en potentiellt starkare implantatfixering och reducering av revisionsfrekvensen. Det är också ett effektivt mekaniskt sårdebrideringssystem för rengöring av sår, avlägsnande av smuts, nekrotisk vävnad och skräp.

Finns i två versioner: nät drift och batteri

- Nät drift: miljövänlig version tack vare avsaknaden av alkaliska batterier. Handenhet för engångsbruk och återanvändbart nätaggregat
- Inbyggt batteri: en flexibel och mobil version med ett inbyggt batteripaket i handenheten, för ett snabbt och enkelt batteribyte

Ingår i Pulsed Lavage

- Ergonomisk och bekväm handenhet
- Kort koniskt spolmunstycke med stänkskydd
- Långt spolmunstycke för femur
- Integrerad 3 meter lång sug- och spolslang
- Renssticka för rengöring av spolmunstycke för femur

Enstyktsförpackad eller inkluderad i Mölnlycke® kundanpassade set

- Inkludera Pulsed Lavage i era Mölnlycke kundanpassade set för ökad effektivitet
- Finns även som enstyktsförpackat alternativ

Höftrevisionsmunstycke

- För höftrevisionskirurgi har vi ett speciellt munstycke för att hantera små ben- och cementdelar. Finns som steril enstyktsförpackad

* Pulsed Lavage lagliga tillverkare är Kaiser Medical Technology Co., Ltd.

Mölnlycke® Pulsed Lavage – nät drift

Steril enstyckspackad

Art. nr.	Beskrivning	Avd.	TRP
9750000	Pulsed Lavage system, nät drift	1	5
9752000	AC Power Supply (AC100~240V), Europe	1	10
9751000	Borstmunstycke för femur	1	10
9751001	Kort spolmunstycke koniskt 30mm, längd 8,5cm	1	10
9751002	Långt spolmunstycke för femur, längd 19cm	1	10
9751003	Höftrevisionsmunstycke	1	20

Tillgängligt i kundanpassade set


Art. nr.	Beskrivning
2322130-00	Pulsed Lavage system, nät drift
2320481-00	Borstmunstycke för femur



Nät drift



Nät aggregat




Borstmunstycke för femur



Höftrevisionsmunstycke



Kort spolmunstycke koniskt



Långt spolmunstycke för femur


Mölnlycke® Pulsed Lavage – inbyggt batteri

Steril enstycksförpackad


Art. nr.	Beskrivning	Avd.	TRP
9750003	Pulsed Lavage system, inbyggt batteri	1	5
9751004	Borstmunstycke för femur	1	10
9751005	Kort spolmunstycke koniskt 30mm, längd 8,5cm	1	10
9751006	Långt spolmunstycke för femur, längd 19cm	1	10
9751007	Höftrevisionsmunstycke	1	20

Tillgängligt i kundanpassade set


Art. nr.	Beskrivning
2324050-00	Pulsed Lavage system, inbyggt batteri
2325431-00	Borstmunstycke för femur




Inbyggt batteri




Borstmunstycke för femur



Kort spolmunstycke koniskt



Höftrevisionsmunstycke



Långt spolmunstycke för femur

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3c, 402 52 Göteborg. Telefon 031-722 30 00.
Mölnlycke-varumärket, namn och logotyp är globalt registrerade till en eller flera företag i Mölnlycke Health Care-gruppen.
© 2021 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt.